

ReCall-Service-Auftrag

Sicherheitstechnische Kontrollen? Funktionsprüfungen? Wartungsintervalle?

Der Gesetzgeber hat Ihnen hierfür Fristen vorgegeben. So müssen u.a. Amalgamabscheider, Kompressoren, Saugmaschinen und alle elektronischen -und elektrochirurgischen Instrumente in Ihrer Praxis regelmäßig fachgerecht geprüft werden. Unser **Technikerteam** hat die Qualifizierung, diese Prüfungen abnehmen zu dürfen. Der **ReCall Service** der SHR dent concept gmbh garantiert Ihnen, die gesetzlichen Fristen einzuhalten. Füllen Sie heute das Antwort-Fax aus und vereinbaren Sie einen Termin - um morgen schon auf der sicheren Seite zu sein mit unserem **ReCall Service**.

Bei den hier aufgeführten Service-Leistungen sind Kosten für Anfahrt sowie Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile nicht enthalten. Wenn weitere notwendige Reparaturen durchgeführt werden müssen, werden diese erst nach vorheriger Absprache separat durchgeführt und berechnet.

Amalgamabscheiderprüfung

Preise auf Anfrage

Jährliche Prüfung Prüfung auf Funktion der Anzeigeelemente, inklusive Gerätereinigung
Prüfung auf Funktion der Anzeigeelemente, inklusive Gerätereinigung und
Überprüfung des Abscheiderwirkungsgrades

Überprüfung Kompressor und Saugmaschine

Jährliche Prüfung Funktionsprüfung ihrer Saugmaschine und des Kompressors
2-Jahresprüfung Keimfilter und Ansaugfilter wechseln, Filter werden separat berechnet
5-Jahresprüfung Druckbehälterprüfung gemäß § 15 BetrSichV inkl. Filterwechsel
(Keim- und Ansaugfilter im Preis nicht enthalten)

Sicherheitstechnische Kontrolle nach MPG und Betreiberverordnung (MedBV)

Jährliche Prüfung Elektrochirurgiegeräte (Prüfung beim Hersteller). Nach Rücksprache m.d. Hersteller.
2-Jahresprüfung ortsfeste Geräte (Behandlungseinheiten etc.) und aktive Medizinprodukte
(energetisch betriebene Medizinprodukte mrt CE-Zeichen) nach §6 MedBV
2-Jahresprüfung alle nicht fest angeschlossenen und aktiven Medizinprodukte nach
§6 MedBV (Tischgeräte wie Pulverstrahlreiniger etc.)

Röntengeräte

Veränderungsprüfung Veränderungsprüfung Voll- und Teilabnahmen für OPG und Kleinbildröntengeräte
sowie Konstanzprüfung von Bildwiedergabegeräten (Monitore)
Monitorprüfung nach DIN 6868-157
Konstanzprüfung nach DIN 6868-157

Praxis _____
Name _____
Straße _____
PLZ/Ort _____
Telefon _____
E-Mail _____
Datum _____

Unterschrift _____

SHR dent concept gmbh
Kruppstr. 10
47475 Kamp-Lintfort
Fon 02842 90999-0
Fax 02842 90999-49
info@shr-dental.de
www.shr-dental.de