

SHR

dent concept gmbh

Mein Praxiskonzept – alles aus einer Hand



Schon mal über **mieten** nachgedacht?

Care by **SHR**

das **FD** FINNDENT abo

Care by **SHR**

das **FD FINNDENT**abo

Vielleicht schon mal über **mieten**
nachgedacht? Setzen Sie auf unser
Fullservice **FD FINNDENT** **abo**
mit echten Vorteilen:

- keine versteckten Kosten
- sichere monatliche Gebühr
- 60 Monate Laufzeit
- keine Übernahme der Einheit
- feste Ansprechpartner*in bei SHR
- Service, Wartung, Prüfungen, Updates
- Team-Einweisungen und Schulungen
- Austausch von Verschleißteilen¹
- Planungssicherheit und Liquiditätsfreiräume
- Steuervorteile versus Leasing
- Versicherung inklusive



FD 8000 Plus

Vollausstattung

Hängende Schläuche oder Schwingbügelssystem
Schwenkbares Speibecken
2x Motor FD-33 LD, ohne Kollektoren, wartungsarm
1x Turbineneinrichtung Midwest
1x Zahnsteinentferner Acteon
1x 3F Multifunktionsspritze
Helferinnenelement mit großem & kleinem Sauger
3 F Spritze
Behandlungsstuhl FD 5000, schwenkbar
4 Stuhlprogramme, Armlehne rechts & links
OP Lampe Faro EVA LED, Lichtintensität
von 5.000-50.000 LUX dimmbar
Bottle System
Nassabsaugung, ebenfalls
Amalgamabscheider möglich
2x Arbeitshocker
Polsterfarbe frei wählbar

Care by **SHR**

Wir beraten Sie gerne:



Björn Hensen
Geschäftsführer

T 02842 90999-0
M 0151 29264131
@ hensen@shr-dental.de



Sarah Franke
Prokuristin

T 02842 90999-0
M 0151 29264150
@ franke@shr-dental.de

FD FINNDENT **abo**

€/mtl. **689,-**

¹ ausgenommen: Defekte durch unsachgemäße Handhabung, mangelnde oder falsche Reinigung, fahrlässige Beschädigungen (z. B. Lackkratzer), Beschädigungen durch Fremdkörper, Fremdeingriffe (unsachgemäße Arbeiten Dritter)

Preis inkl. Lieferung und Montage, zzgl. 19% MwSt. Farben können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.

FD FINNDENT

FD FINNDENT

Unsere Empfehlung für
Kieferorthopäden



Unsere Empfehlung für
Zahnärzte



FD 8000 KFO

- 1x Mikromotor LED (Midwest 4 Loch)
- 1x 3F Multifunktionsspritze
- 1x großer Sauger
- 1x kleiner Sauger
- 1x FD 800 Trayarm mit großem Tray
- 1x Behandlungsstuhl FD 5000, schwenkbar
- 4 Stuhlprogramme,
- Armlehne rechts und links
- OP Lampe Faro MAIA LED
- Nassabsaugung
- Bottle System

TOP-Angebot

€ **20.900,-**

Fragen Sie nach
unserem attraktiven
Leasing- und
Finanzierungsangebot

OPTIONAL:
Multimedia Paket

FD 8000 Plus

- Hängende Schläuche oder Schwingbügelssystem
- 2x Motor FD-33 LD (ohne Kollektoren, wartungsarm)
- 1x Turbineneinrichtung Midwest
- 1x Zahnsteinentferner Acteon
- 1x 3F Multifunktionsspritze
- Helferinnenelement mit gr. und kl. Sauger,
- 3 F Spritze
- 1x Behandlungsstuhl FD 5000, schwenkbar
- 4 Stuhlprogramme,
- Armlehne rechts & links
- OP Lampe Faro MAIA LED
- Bottle System
- Nassabsaugung
(ebenfalls Amalgamabscheider
möglich)

TOP-Angebot

€ **22.900,-**

Fragen Sie nach
unserem attraktiven
Leasing- und
Finanzierungsangebot

OPTIONAL:
Multimedia Paket
Schwenkbares Speibecken
OP Lampe Faro EVA LED -
Lichtintensität von 5.000-50.000 LUX dimmbar



Signo G10 II Schwingbügel

Ausstattung

- Lackfarbe: Weiss, bicolor
- Polsterfarbe: Tanzanite Blue oder Onyx Black
- Mundspülbeckenfarbe: Weiss

Patientenstuhl

- Ölhydraulik für sanfte Patientenstuhlbewegungen, 4 programmierbare Programme
- Multifunktionaler Fußschalter
- Mehrgelenkkopfstütze mit Neigungs- und Längeneinstellung
- LED-Operationsleuchte LunaVue EL II inkl. drehbarem Patientenspiegel
- Armlehne auf Assistenzseite
- Kleine Ablage an Leuchtenaufbaustange

Wassereinheit

- Bottle System (Instrumentenwasser aus der Flasche nach EN1717)
- Sterapore-Mikrofiltersystem für Frischwasserzufuhr
- Schnellkupplung für die Wasserversorgung und Druckluft externer Zusatzgeräte
- Schlauchspülsystem (Flushing)
- Warmwasserboiler

Arztelement

- Arztelement mit 5 Instrumentenköchern
- Erster Anschluss für pneumatisch angetriebene Instrumente (z. B. Turbinen, Luftscaler, Luftmotor)
- Erster Mikromotoranschluss inkl. Mikromotor
- Zweiter Mikromotoranschluss inkl. Mikromotor
- Multifunktionsspritze WS-90P mit Schlauchheizung
- Ultraschallscaler Newtron LED mit LED-Licht
- Zusatztray für 2 Normtrays inkl. Silikonauflage

Assistenzelement

- Multifunktionsspritze WS-201 mit Schlauchheizung
- Spraynebelsauger mit Schnellstopp für 16 mm Kanülen
- Speichelsauger mit Schnellstopp für Standard-Kanülen

Sonstiges

- Vorbereitet für den Anschluss an eine zentrale Nassabsauganlage, inkl. Mundspülbeckenventil und inkl. Platzwahlventil

Listenverkaufspreis
€ **41.947,80***

TOP-Angebot

€ **29.900,-***

Fragen Sie nach
unserem attraktiven
Leasing- und
Finanzierungsangebot



Signo T100 OTP

Designa by

STUDIO F·A· PORSCHE

Ausstattung

- Lackfarbe: weiß, bicolor
- Polsterfarbe: freie Farbwahl
- Mundspülbeckenfarbe: weiß

Patientenstuhl

- Ölhydraulik für sanfte Patientenstuhlbewegungen,
- 4 Patientenstuhlprogramme und SlowSpeed Modus, individuell programmierbar
- Multifunktionaler Fußschalter, kabelgebunden
- 2-Gelenkkopfstütze
- LED-Operationsleuchte LunaVue TS, inkl. programmierbarem Auto Light
- Kleine Ablage an Leuchtenaufbaustange

Wassereinheit

- Schnellkupplung für die Wasserversorgung und Druckluft externer Zusatzgeräte
- Schlauchspülsystem (Flushing)
- Warmwasserboiler
- Bottle Care System, 2 Liter, inkl. Schlauchheizung

Arztelement

- Arztelement mit 5 Instrumentenköchern
- Erster Anschluss für pneumatisch angetriebene Instrumente (z. B. Turbinen, Luftscaler, Luftmotor)
- Erster Mikromotoranschluss inkl. Mikromotor
- Zweiter Mikromotoranschluss inkl. Mikromotor
- Multifunktionsspritze WS-201, inkl. Schlauchheizung
- Ultraschallscaler SC-7000-T2-O mit LED-Licht
- Halterung für Tablets/i-Pads
- USB-Vorbereitung

Assistenzelement

- Multifunktionsspritze WS-201, inkl. Schlauchheizung
- Spraynebelsauger mit Kugelgelenk und Schnellstopp für 16 mm Kanülen
- Speichelsauger SE110 mit Schnellstopp für Standard-Kanülen

Sonstiges

- Vorbereitet für den Anschluss an eine zentrale Nassabsauganlage, inkl. Platzwahlventil

OPTIONAL:

**kabelloser Fußschalter
Luxuspolster**

Listenverkaufspreis
€ **54.185,00***

TOP-Angebot

€ **37.900,-***

Fragen Sie nach
unserem attraktiven
Leasing- und
Finanzierungsangebot

CS 8100 Evo – Röntgenpaket

CS 8100 Evo Panorama-Röntgen

Das kompakteste Röntgengerät CS 8100 eignet sich perfekt für standardmäßige Panoramaanforderungen und bietet digitale Ergebnisse in höchster Qualität – all das bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

+ RVG 6200 Größe 1 – Digitales Intraorales Röntgen
RVG-Sensor, vom Erfinder mit bester Bildqualität

oder

+ CS 7200 – Digitale Speicherfoliensysteme

Das CS 7200 ist kompakt, benutzerfreundlich und kostengünstig und kombiniert einen vertrauten Workflow, ähnlich wie mit Filmen, mit der Geschwindigkeit und Effizienz der digitalen Bildgebung.

+ CS 2200 - Kleinröntgen

Mit dem CS 2200 System können Sie in jeder Praxis eine hervorragende Bildqualität sicherstellen.

+ Care Protect

Garantieverlängerung für bis zu 5 Jahre. Rundum-Sorglos-Paket: 5 Jahre Sicherheit für Ihre neuen Produkte.



Top-Paket-Preis

€ 24.990,-

Fragen Sie nach unserem attraktiven Leasing- und Finanzierungsangebot

CS 8100 SC Evo – extraorales Röntgensystem



Hochwertige Fernröntgenbilder in nur 3 Sekunden

- Scannen in Rekordzeit – Weltweit schnellster Fernröntgen-Scan*
 - Exklusives KFO-Modul für die kieferorthopädische Analyse – Komplette Durchzeichnung in 90 Sek.**
 - CS Adapt Modul – Bildarstellung einfach nach Bedarf anzupassen
- * 18x24 cm großes Bild im Expressmodus
** 18x24 cm großes Bild

Neben der Panorama-Bildgebung in hoher Qualität bietet das CS 8100SC außerdem die weltweit schnellste Fernröntgen-Bildgebung und Durchzeichnung.

Top-Preis

€ 28.990,-

Angebote gültig bis 31.12.2023. Preise inkl. Lieferung u. Montage, zzgl. 19% MwSt. Die dargestellten Farben können drucktechnisch vom Original abweichen.

CS 8200 3D Neo – PAN/DVT



Mehr sehen. Mehr erreichen. Direkt in Ihrer Praxis.

- Vielseitige 4 in 1 DVT Lösung
- Erweiterte Volumengrößen mit 12x5 cm bis zu 12x10 cm für ein breiteres Diagnose-Spektrum. Optimal für Gesamtkieferscans.
- Mit den neuesten Innovationen unserer DVT Highend Systeme
- Einzigartige MAR Technologie mit der Möglichkeit die Bilder live zu vergleichen
- Schärfere Panorama und Fernröntgenbilder (Evo)
- Ultrakompaktes Design ideal auf kleinem Raum
- Bewährte & meistgekauft Plattform, weltweit mehr als 15.000 Geräte installiert

Top-Preis

€ 42.990,-

OPTIONAL:
3 Jahre CS Advantage
Erweiterung bis 12x10 FoV
CS MAR (Metall Artefakt Reduktion)
CS Imaging V8

Angebote gültig bis 31.12.2023. Preise inkl. Lieferung u. Montage, zzgl. 19% MwSt. Die dargestellten Farben können drucktechnisch vom Original abweichen.

CS 9600 – DVT Röntgen



Die nächste DVT Generation. So raffiniert, so einfach.

Mit dem CS 9600 erreichen Sie höchste Präzision bei jeder Aufnahme. Egal wer in Ihrem Praxisteam mit diesem Gerät arbeitet, jeder wird mit unserem patentierten & kamera-basierten Positionierungs-Modul perfekte 2D & 3D Aufnahmen erzeugen. Zudem ist es anpassbar und skalierbar – an Ihre Gegebenheiten und Bedürfnisse in Ihrer Praxis – auch für zukünftige interdisziplinäre Aufgaben.

- Geringere Strahlenbelastung bei besserer Detailgenauigkeit mit 120 kV.
- 14 verschiedenen wählbare Volumengrößen mit jeweils 3 wählbaren Auflösungsvarianten von Low Dose bis zu High Resolution.
- Beste Positionierung durch verschiedenste Assistenz-Systeme

+ SmartAuto-Pakete im Panorama & DVT Röntgen
Automatisierung von Workflows, automatisierte Berechnung von Dosis und Umlaufbahn anhand der Kieferform.

+ 120 kV

Geringere Strahlenbelastung bei besserer Detailgenauigkeit mit 120 kV

+ CS MAR

Reduziert automatisch Metallartefakte für eine bessere Bildqualität

+ CS Airway

Das CS Airway-Softwaremodul ermöglicht Ihnen die Aufnahme von farbigen 3D-Bildern der oberen Atemwege eines Patienten

+ CS Imaging 8 für 5 Aktivierungen

Die neue Bildgebungszentrale für Ihre Praxis. CS Imaging Version 8 ist die zentrale Plattform zur Steuerung der Digital Imaging-Geräte von Carestream Dental. Für die alltäglichen Diagnoseanforderungen bietet diese benutzerfreundliche Software die erforderlichen Werkzeuge – damit ein effizientes Arbeiten garantiert ist. Mit neuem Patientenbrowser, kostenlosem 3D Viewer, den Sie auch an Ihre Überweiser weitergeben können, enthält nützliche Analyse Tools und Bildvergleiche, inkl. CS Adapt Modul mit benutzerdefinierter Bildarstellung (Filter) Anzeige und Speicherung von Messungen uvm.

+ CS Advantage

Immer auf dem Laufenden bleiben. Mit CS Advantage kümmern Sie sich nicht nur um eine Garantieverlängerung für Ihre Hardware, sondern Sie bleiben auch auf der Softwareseite stets up to date. 5 Jahre lang. Inkl. jederzeit verfügbarer Online-Trainings auf unserer Carestream Dental Institute Plattform.

Optional: Integrierter Patientensitz

Das einzige System mit einem integrierten Patientensitz der flexibel ein- und ausgeklappt werden kann, der Ihnen ein komfortables Scannen von Patienten ermöglicht, jederzeit oder nur wenn eine höhere Stabilität erforderlich ist.



Alle 6+ sind bereits in den Top-Preisen enthalten.

Ebenfalls im Preis enthalten sind Kupferfilter und sämtliche Prüfkörper.

Top-Preis

Paket 1: 12x10 FoV

€ 74.990,-

Top-Preis

Paket 2: 16x10 FoV

€ 79.990,-

Top-Preis

Paket 3: 16x17 FoV

€ 89.990,-

Fragen Sie nach unseren attraktiven Leasing- und Finanzierungsangeboten

Angebote gültig bis 31.12.2023. Preise inkl. Lieferung u. Montage, zzgl. 19% MwSt. Die dargestellten Farben können drucktechnisch vom Original abweichen.

Euronda®

Euronda | Pro System®

Validierte Aufbereitung Alles aus einer Hand



Desinfizieren
Eurosafe 60

Top-Preis
€ **5.799,-***

* zzgl. Körbe



Vielfältiges Zubehör
für jeden Zweck



Sterirollen in vielen
verschiedenen Größen



Umfassendes Zubehör
für Autoklaven



Sterilisieren
Autoklav E10

Top-Preis
€ **4.999,-***

* zzgl. Drucker

Ihr Spezialist für Sicherheit in Sachen Hygiene:

- Erstvalidierung und Revalidierung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, Sterilisatoren, DAC und Foliensiegelgeräten
- fachlich und technisch optimal ausgerüstet für die Validierung wie auch die Wartung von Geräten vieler Hersteller, z. B. Melag, Euronda und W&H
- Full-Service: **Checkliste Validierung** anfordern per E-Mail an validierungen@shr-dental.de oder **QR-Code** scannen.



Ihre nächste Validierung ist fällig?

**Ich bin persönlich
für Sie da.**

Manuel Schlinzig
Validierer/Dentaltechniker

SHR dent concept gmbh T 02842 90999-0
Kruppstraße 10 F 02842 90999-49
47475 Kamp-Lintfort M 0151-29264133
www.shr-dental.de @ schlinzig@shr-dental.de

Sie kennen VALICONCEPT by SHR
noch nicht? Fordern Sie noch heute
Ihr individuelles Angebot an!

Einfach ausfüllen und
absenden an:

Bitte kreuzen Sie an, welche Geräte validiert
werden sollen?

Fax 02842 90999-49
Mail validierungen@shr-dental.de

STERILISATOR

SIEGELGERÄT

RDG / Reinigungs- u.
Desinfektionsgerät

DAC

Praxisname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Ansprechpartner/in

Telefon

E-Mail



„Für unser Zahnmedizinisches Versorgungszentrum Paeßens Zahnwelten in Kevelaer übernahm SHR dent concept aus Kamp-Lintfort die Planung, Ausführung und dentale Baubegleitung. Sie stehen nicht für 08/15 Praxen, sondern überraschen immer wieder mit tollen modernen Gestaltungsideen, die den reibungslosen Ablauf des Praxisbetriebes unterstützen.“
Dr. med. dent. **Fritz Paeßens**



Mein Praxiskonzept – alles aus einer Hand

SHR dent concept konzipiert Komplettlösungen für Zahnärzte, Kieferorthopäden, Kieferchirurgen und Oralchirurgen, die von der ersten Idee bis zur fertigen Existenz alles beinhalten. Wir legen im individuellen Entwurf besonderen Wert auf die Raumaufteilung und die Laufwege einer Praxis, um einen zeitoptimierten Arbeitsablauf im Tagesbetrieb zu garantieren. Eine hell gestaltete offene Anmeldung, ein gemütlich und wohnlich möblierter Wartebereich und aktuellste Technik hinterlassen beim Patienten einen guten Eindruck. Modernste Behandlungseinheiten, die dem Patienten und dem Behandelnden Komfort bieten sind genauso wichtig wie ausreichend Stauraum für Verbrauchsmaterial. Wir

kennen die Kriterien für eine optimal organisierte Praxis und setzen diese in enger Zusammenarbeit mit unseren Auftraggebern um. Eine reibungslos funktionierende Praxis und Patienten, die sich darin wohl fühlen, sind der Grundstein für langanhaltenden Erfolg. Beste Referenzen sind zahlreiche Praxen, die SHR geplant und eingerichtet hat und weiterhin durch den Service der Geräte, Instandsetzungsmaßnahmen und zuverlässige Lieferung von Verbrauchsmaterialien betreut.

Inspiziert? Fordern Sie uns heraus!
Wir freuen uns über Ihren Anruf unter 02842 90999-0 oder besuchen Sie uns auf www.shr-dental.de.